

Kevennyspohjallisen valmistus

Yksi esimerkki kevennyksen valmistamisesta hoitokenkään.
Potilaalla on haava I-varpaassa

Hanneli Saarikoski

22.6.2009


Etukeventeininen hoitokenkä siirtää kuormituksen pois haava-alueelta jalan terveelle alueelle



Hanneli Saarikoski

Liite Käypä hoito -suositukseen Diabeetikon jalkaongelmat


Pohjalliseen leikataan kevennys



Hanneli Saarikoski

Liite Käypä hoito -suositukseen Diabeetikon jalkaongelmat


Lisätty pitkittäiskaarentuki, joka antaa lisäkevennystä I-varpaalle



Hanneli Saarikoski

Liite Käypä hoito -suositukseen Diabeetikon jalkaongelmat

Päällystetty pohjallinen pehmeällä, pestävällä
materiaalilla



Hanneli Saarikoski

Liite Käypä hoito -suositukseen Diabeetikon jalkaongelmat

Kevennyspohjallinen kiinnitetään kaksipuolisella teipillä hoitokenkään



Hanneli Saarikoski

Liite Käypä hoito -suositukseen Diabeetikon jalkaongelmat

Valmis hoitokenkä



Hanneli Saarikoski

Liite Käypä hoito -suositukseen Diabeetikon jalkaongelmat