

Näytetaltiointiohjeet väkivaltarikosasianomistajan ja -epäillyn sekä seksuaalirikosepäillyn tutkimiseksi.

Näytteenotto aloitetaan valokuvaamisella.

Lääkäri vastaa sairaalan tiloissa tapahtuvasta valokuvaamisesta, mutta poliisi voi olla tarvittaessa paikalla epäillyn valokuvaamisessa työturvallisuuden varmistamiseksi. Valokuvaamisessa on tärkeää kiinnittää huomiota kuvien laatuun, kuten riittävään tarkkuuteen ja kirkkauteen.

Ensin otetaan yleiskuva tutkittavasta henkilöstä siten, että henkilö on tunnistettavissa. Vammojen ja muiden ruhjeiden valokuvaamisessa käytetään mittaa ja niiden sijainnit merkitään kehonkarttalomakkeeseen, joka on esitieto- ja näytteenottolomakkeen yhteydessä.

Täytä esitieto- ja näytteenottolomake huolellisesti!

Näytetaltiointiin valmistautuminen:

Ota esille VäRi-näytteenottopakkaus.

Pakkaus sisältää 10 DNA-tahranäytteenottopakkausta, 10 teräväkärkistä pumpulipuikkoa kynsienalusunäytteiden taltiointia varten, 2 xxs-koon sinettipussia kynsienalusunäytteiden pakkaamiseen, mitan (paperiviivoitin) ja s-koon sinettipussin seksuaalirikosepäillyn alushousuja varten.

Pukeudu asianmukaisiin suojarusteisiin tässä järjestyksessä 1. suusuoja 2. kertakäyttökäsineet. Suositus on käyttää kaksia päällekkäisiä kertakäyttökäsineitä, joista päällimmäinen pari vaihdetaan jokaisen taltioitavan näytteen välillä.

Näytetaltiointi ja -tietojen merkitseminen:

1. DNA-näytteiden taltiointi iholta

- Avaa DNA-tahranäytteenottopakkaus. Ota esille muovisuoja-putki, jossa on musta ja punainen korkki. Avaa punaisesta korkista.
- Mikäli kohta, josta otat näytteen, on kuiva, kostuta pumpulipuikko vesiampullin vedellä ja taltioi näyte. Jos näytteenotto-kohta on märkä (esim. verinen) voit taltioida näytteen kuivalla pumpulipuikolla.
- Laita pumpulipuikko takaisin muovisuoja-putkiloon ja poista putkilon toisesta päästä musta korkki näytteen pilaantumisen estämiseksi.



- Laita suojaputkilo sille varattuun sinettipussiin ja sinetöi pussi. HUOM! kirjaa pussin näytetietokenttiin kaikki tarvittavat tiedot! (näytetaltiointiajankohdat, näytteen taltiointipaikka, taltioija sekä suojavaatetiedot)

2. Kynsienalusnäytteiden taltiointi

- Käytä kynsienalusnäytteiden taltiointiin teräväkärkisiä pumpulipuikkoja.
- Taltioi jokainen kynsienalus hankaamalla omalla kuivalla pumpulipuikolla.
- Kirjoita putkiloon kumman käden ja minkä sormen kynnestä on kysymys.
- Pakkaa saman käden kynsienalusnäytteet yhteen xxs-koon sinettipussiin ja kirjaa näytetietokenttät samalla tavalla kuin DNA-näytteiden kohdalla.

3. Seksuaalirikoksesta epäillyn näytteiden taltiointi

- Seksuaalirikoksesta epäilystä taltioidaan aina pumpulipuikoille sivelynäytteet iholta seuraavasti: esinahka-, esinahkan alus, terska-, peniksen varsi- ja kivesnäytteet (jokainen omalle pumpulipuikolle),
- Alushousut taltioidaan aina pakkauksessa olevaan s-koon sinettipussiin.
- Kynsienalusnäytteet taltioidaan tarvittaessa kohdan 2. mukaisesti.
- Mikäli on tarpeen taltioida karva- ja kuitunäytteitä, käytä seksuaalirikosten näytetutkimuspakettia.

Lopuksi

Taltioiduista näytteistä täytetään luovutusdokumentti ja ne annetaan poliisille mukaan. Potilastietoihin merkitään: oikeuslääketieteellisten VäRi-näytteiden taltiointi.