

- ✓ **Poliisiviranomainen** vastaa näytteenottoprosessista.
- ✓ **Terveysviranomaisen** huolehtii oikeaoppisesta näytteenotosta, näytteiden tarroituksesta ja päihdetutkimuslomake B:n asianmukaisesta täyttämisestä.
- Käsittele vain **yhtä pakkausta** ja **yhden tutkittavan** näytteitä kerrallaan.
- Pakkauksessa oleva **B-lomake tulee täyttää huolellisesti** näytteenottotilanteessa.
- Näytteitä voi säilyttää **max. 2 vrk** huoneenlämmössä. Pidempi säilytys jääkaapissa.

NÄYTTEEN OTTAMINEN ALKOHOLI- JA HUUMEMÄÄRITYKSIÄ VARTEN

1. Puhdista iho pakkauksessa mukana olevalla **puhdistuspyyhkeellä (tai vedellä)**. Ota näyte uudestaan, jos puhdistuksessa on käytetty etanolipohjaista ainetta.
2. Ota **verinäyte** (kaksi harmaakorkista näyteputkea) vakuumitekniikalla. (Alkoholimääritys ja huumemääritykset tehdään harmaakorkkisista putkista).
3. **Kääntele** putkia **kunnolla 6-8 kertaa** ja kiinnitä putkiin **viivakooditarrat (-001, -002)** (ks. kuva).
4. Jälkinauttimisväitetilanteessa ota lisäksi toiset verinäytteet noin 2-4 tunnin kuluttua ensimmäisestä näytteestä (**kaksi** harmaakorkista näyteputkea). Kiinnitä putkiin **viivakooditarrat (-003, -004)**.
5. Liimaa tapauksen tunnistetarrat lomakkeisiin niille varattuun paikkaan (oikeaan yläkulmaan).
6. Kun kaikki näytteet on otettu, tarkista, että putkissa olevat viivakoodit ovat samat kuin lomakkeissa.
7. Laita näytteet sinettipussiin. Sulje pussi tutkittavan läsnä ollessa poistamalla suojamuovi sinetiteipin päältä. Kiinnitä viivakooditarra sinettipussin päälle.
8. Laita sinettipussissa olevat näytteet kuljetuslaatikkoon. Käyttämättömät putket voi palauttaa pakkauksen mukana tai hävittää asianmukaisesti.
9. Laita **huolella täytetyt ja allekirjoitetut lomakkeet** laatikkoon. Poliisi sinetöi pakkauksen mukana olevalla sinetitarralla täytettyään HUP:n ja lähettää pakkaukset Rikostekniseen laboratorioon.
10. Liimaa pakkauksen päälle Postin viivakoodillinen seurantatarra ja tallenna koodi HUP:n lisätiedot kenttään.



Lisätietoa ja ohjeita liikennejuopumustutkimuksiin löytyy RTL-netistä > Ohjeet ja koulutus > Liikennejuopumustutkimukset

Linkki RTL-nettiin löytyy Sinetistä (Sinetti > Järjestelmät ja rekisterit > Poliisihallinnon linkit > RTL-netti).

Tarvittaessa ole yhteydessä p. 0295 486 430 / liikennejuopumustutkimukset.krp@poliisi.fi